

Пинцет «Цито» для пайет 0,25 и 0,5 мл.



Пинцеты для пайет «ЦИТО» используются при искусственном осеменении коров и телок и предназначен для быстрого и удобного захвата пайет 0,25мл **В6-6410** (пинцет красного цвета) и



0,5 мл **В6-6408** (пинцет белого цвета). Пинцеты «ЦИТО» специально разработаны для работы с пайетами и изготовлены из полиэстера, который имеет очень низкую теплопроводность, что исключает, термический ожог рук. Пинцет

«Цито» позволяет быстро вынимать пайеты из габлет и канистр. Специальная форма кончика пинцета обеспечивает плотный хват пайеты без повреждения.

Меры предосторожности:

Держите вне досягаемости детей.

Порядок применения:

а) **В6-6410** Пинцет «Цито» красного цвета для пайет на 0,25 мл.



б) **В6-6408** Пинцет «Цито» белого цвета для пайет на 0,5 мл.



в) Используйте пинцет в соответствии с размером пайет.

Упаковка:

В пакетах.

Хранение:

Хранение осуществлять при комнатной температуре (свыше 0⁰С).

Срок годности:

Производителем не установлен.

Изготовитель:

CITO Products, Inc

По всем вопросам обращайтесь:

ООО «Континентал БиоТех» (142143, РФ, Московская обл., г. Подольск, п. Быково, 5-5)

E-mail: info@continentalbiotech.ru

Тел.: (495) 642-26-37, +7 (926) 519-49-53, +7 (929) 585-31-60